

AVALIAÇÃO COVID-19 Ag Detection Kit

DADOS DO FORNECEDOR

Empresa:	Seegene do Brasil Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA.
Nome Comercial:	COVID-19 Ag Detection Kit
Tipo de Tecnologia:	Imunocromatográfico antigênio
Amostra:	Secreção
Fabricante:	ImmunoDiagnostic Limited
País de Origem:	Hong Kong
Sensibilidade:	93,67%
Especificidade:	98,10%
VPP (valor preditivo positivo):	N/I
VPN (valor preditivo negativo):	N/I
Acurácia:	N/I
Bula do Teste:	https://testecovid19.org/wp-content/uploads/2018/10/IFU_41A254-_COVID-Ag_PT.pdf

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Material Analisado:	Secreção
Quantidade de Amostras Analisadas:	100
Sensibilidade:	71,67%
Especificidade:	100%
VPP (valor preditivo positivo):	100%
VPN (valor preditivo negativo):	70,17%
Acurácia:	83,00%
Razão de verossimilhança positivo:	>99
Razão de verossimilhança negativo:	0,28
Razão de probabilidade de diagnóstico:	>1000

Observações:

* Os resultados foram comparados com a metodologia de RT-PCR e após análise dos CTs do gene N2 observamos uma sensibilidade de 100,00%, 73,68% e 71,67% quando consideramos os CTs