

## AVALIAÇÃO

### Teste Rápido OnSite COVID-19 IgG/IgM

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Empresa:**

**Nome Comercial:**

**Tipo de Tecnologia:**

Imunocromatográfico anticorpos

**Amostra:**

**Fabricante:**

Beijing Genesee Biotech Inc

**País de Origem:**

**Sensibilidade:**

N/I

**Especificidade:**

N/I

**VPP (valor preditivo positivo):**

N/I

**VPN (valor preditivo negativo):**

N/I

**Acurácia:**

N/I

**Bula do Teste:**

#### AVALIAÇÃO LABORATORIAL

**Material Analisado:**

Soro

**Quantidade de Amostras Analisadas:**

N/I

**Sensibilidade:**

IgG = 15,00% (de 7 a 14 dias)  
IgG = 65,00% (de 15 a 21 dias)  
IgG = 84,21% (> 21 dias)  
IgG = 54,24% (Todos os dias)  
IgM = 40,00% (de 7 a 14 dias)  
IgM = 65,00% (de 15 a 21 dias)  
IgM = 57,89% (> 21 dias)  
IgM = 54,28% (Todos os dias)

**Especificidade:**

IgG = 100,00% (de 7 a 14 dias)  
IgG = 100,00% (de 15 a 21 dias)  
IgG = 100,00% (> 21 dias)  
IgG = 100,00% (Todos os dias)  
IgM = 100,00% (de 7 a 14 dias)  
IgM = 100,00% (de 15 a 21 dias)  
IgM = 100,00% (> 21 dias)  
IgM = 100,00% (Todos os dias)

**VPP (valor preditivo positivo):**

N/I

**VPN (valor preditivo negativo):**

N/I

**AVALIAÇÃO LABORATORIAL**

**Acurácia:** N/I

**Razão de verossimilhança positivo:** N/I

**Razão de verossimilhança negativo:** N/I

**Razão de probabilidade de diagnóstico:** N/I

**Observações:**